

ANTI-GERM STAB'O

I - PRESENTATION

ANTI-GERM STAB'O participe à la lutte contre l'entartrage et stabilise le chlore dans les circuits d'eau de boisson des animaux.

ANTI-GERM STAB'O est conforme à la circulaire ministérielle du 07 mai 1990 sur le traitement de l'eau, parue au journal officiel du 26 mai 1990.

II – UTILISATION

ANTI-GERM STAB'O s'utilise en complément de la chloration de l'eau par **ANTI-GERM CLOR'O**, dont il stabilise la solution et réduit la formation de dépôts, en particulier de tartre.

- Dosage :

En général, utiliser 1/2 volume d'**ANTI-GERM STAB'O** pour 1 volume d'**ANTI-GERM CLOR'O**.

- Conseil d'utilisation :

Pour obtenir une solution homogène dans le bac de chloration, verser d'abord **ANTI-GERM STAB'O**, remplir d'eau à moitié, verser **ANTI-GERM CLOR'O** et compléter avec le reste d'eau.

- Remarques :

La dose d'**ANTI-GERM STAB'O** sera déterminée en fonction de la qualité de l'eau à traiter (dureté, teneur en fer etc...) et ne devra pas excéder 3,2 l pour 100 m³, afin d'être en conformité avec la circulaire ministérielle limitant la teneur en P₂O₅ à 5 ppm dans l'eau.

La dose d'**ANTI-GERM STAB'O** devra être réduite dans le cas où l'eau contient déjà du P₂O₅, de manière à ce que le seuil de 5 ppm soit respecté, et sachant que 1 l pour 100 m³ apporte environ 1,6 ppm de P₂O₅.

III - PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Propriétés	:	Antitartre, complexe les cations métalliques (Fe, Al, métaux lourds). Stabilise la solution après chloration.
Aspect	:	Liquide limpide incolore.
pH pur	:	Environ 6,4
Densité à 20°C	:	Environ 1,17
Tenue au froid	:	Liquide au-dessus de - 5°C

IV – PRECAUTIONS D'EMPLOI ET CONDITIONS DE STOCKAGE

PRECAUTIONS :

Le port de gants, bottes et lunettes de protection est conseillé à l'utilisateur.

En cas de projection accidentelle sur une partie du corps, enlever le vêtement souillé et rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes.

ANTI-GERM STAB'O

En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un ophtalmologiste.

MATERIAUX : Néant

CONSERVATION :

Conserver dans son emballage d'origine fermé, de préférence, à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 0°C et 35°C.

Pour une efficacité maximale, **ANTI-GERM STAB'O** doit être de préférence utilisé dans les 6 mois après fabrication.

"Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité. L'application doit être adaptée à chaque cas particulier. Les valeurs mentionnées le sont à titre indicatif et n'ont en aucun cas valeur de spécification."